

Лезвия хирургические Huaiyin Medical стерильные одноразовые

РЗН 2017/5689

лезвие, серия ручки-держателя № 3 / 4, модификация лезвия № 10 / 11 / 12 / 12B / 13 / 14 / 15 / 15C / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 34 / 36 / 36D, стерильное, в упаковке 100 шт.

Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd., Китай



Характеристики

Вид	лезвие
Серия ручки-держателя №	3 / 4
Модификация лезвия №	10 / 11 / 12 / 12B / 13 / 14 / 15 / 15C / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 34 / 36 / 36D
Материал	высокоуглеродная сталь / карбоновая сталь / нержавеющая сталь
Стерильное	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Лезвие хирургическое стерильное предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических операциях. Лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару.

Технические характеристики: стерильно, предназначено для одноразового использования, изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel). Толщина стали: 0.4 мм; Прочность стали : не менее 750HV (Виккерсов); Стерилизация: стерилизовано радиационным методом; Срок годности 5 лет.

Упаковка: количество в упаковке 100 шт., в транспортной коробке 5000 шт.