

Лезвия хирургические Swann Morton для микрохирургии

РЗН 2017/5692

лезвие, для микрохирургии, стерильное

Swann-Morton Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	лезвие
Для микрохирургии	Да
Материал	нержавеющая сталь
Стерильное	Да

Дополнительные характеристики

Для рукояток: SF1, SF2, SF3, SF4, SF13.

Код продукта (модель): 5901(SM61), 5902(SM62), 5903(SM63), 5904(SM64), 5905(SM65), 5906(SM65A), 5907(SM67), 5908(SM68), 5909(SM69), 5911(SM61 с одной фаской тонкое), 5912(SM62 с одной фаской тонкое), 5921(тонкое 90SP), 5922(тонкое 91SP).