

Лезвия хирургические Swann Morton для ручек 4-й серии
(углеродистая сталь)

РЗН 2017/5692

лезвие, серия ручки-держателя № 4, модификация
лезвия № 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22A / 23 / 24 / 25 / 25A /
26 / 27, в упаковке 100 шт.



Swann-Morton Limited, Великобритания

Характеристики

Вид	лезвие
Серия ручки-держателя №	4
Модификация лезвия №	18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22A / 23 / 24 / 25 / 25A / 26 / 27
Материал	высокоуглеродная сталь
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Для рукояток: 4, 4L, 4 Graduated, 6B.
Код продукта (модель): 0106(20), 0107(21), 0108(22), 0109(22A), 0110(23), 0111(24), 0112(25), 0115(25A), 0113(26), 0114(27), 0190(Sarble B23), 0123(18), 0124(19), 0190(Sarble B23), 3006(20), 3007(21), 3008(22), 3009(22A), 3010(23), 3011(24), 3015(25A), 3013(26), 3014(27).