


Лезвия хирургические Swann Morton для ручек 4-й серии
(нержавеющая сталь)

РЗН 2017/5692

лезвие, серия ручки-держателя № 4, модификация
лезвия № 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22A / 23 / 24 / 25 / 25A /
26 / 27, стерильное, в упаковке 100 шт.

Swann-Morton Limited, Великобритания



Характеристики

Вид	лезвие
Серия ручки-держателя №	4
Модификация лезвия №	18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22A / 23 / 24 / 25 / 25A / 26 / 27
Материал	нержавеющая сталь
Стерильное	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Код продукта (модель): 0323(18), 0324(19), 0306(20), 0307(21), 0308(22), 0309(22A), 0310(23), 0311(24), 0312(25), 0315(25A), 0313(26), 0314(27).