

Лигатор геморроидальный механический по BARRON KD 820

ФСЗ 2009/05788

механический лигатор, по BARRON, длина 250 мм,
диаметр чаши 12 мм, наклон чаши прямой

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	механический лигатор
Тип механического лигатора	по BARRON
Длина	250 мм мм
Диаметр чаши	12 мм мм
Наклон чаши	прямой

Дополнительные характеристики

- в комплекте с конусом (Ø 12 мм) для лигатора геморроидального.