

Лигатор геморроидальный вакуумный по LURZ KD 815

ФСЗ 2009/05788

вакуумный лигатор, по LURZ, длина 210 мм, диаметр чаши 8 мм / 10 мм, наклон чаши 90° вверх

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	вакуумный лигатор
Тип вакуумного лигатора	по LURZ
Длина	210 мм мм
Диаметр чаши	8 мм / 10 мм мм
Наклон чаши	90° вверх

Дополнительные характеристики

- в комплекте с конусом (Ø 9 мм, 10 мм) для лигатора геморроидального.