

Лигатор геморроидальный вакуумный по LURZ KD 816

ФСЗ 2009/05788

вакуумный лигатор, по LURZ, длина 170 мм, диаметр чаши 10 мм, наклон чаши 30° вниз

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	вакуумный лигатор
Тип вакуумного лигатора	по LURZ
Длина	170 мм мм
Диаметр чаши	10 мм мм
Наклон чаши	30° вниз

Дополнительные характеристики

- в комплекте с конусом (Ø 10 мм) для лигатора геморроидального.