

Лигатор геморроидальный вакуумный по LURZ KD 818

ФСЗ 2009/05788

вакуумный лигатор, по LURZ, длина 140 мм, диаметр чаши 10 мм, наклон чаши прямой

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	вакуумный лигатор
Тип вакуумного лигатора	по LURZ
Длина	140 мм мм
Диаметр чаши	10 мм мм
Наклон чаши	прямой

Дополнительные характеристики

- в комплекте с конусом (Ø 10 мм) и аспирационным наконечником (Ø 10 мм) для лигатора геморроидального.