

Ликвичек Контроль «Газы крови, электролиты, глюкоза, лактат» / Liquichek Blood Gas Plus EGL Control

ФСЗ 2011/08965

30×1.7 мл

Bio-Rad Laboratories, США



Характеристики

Система	открытая
Параметры исследования	контроль качества
Упаковка	30×1.7 мл

Дополнительные характеристики

Контрольный материал на водной основе, предназначенный для контроля качества измерения pH, парциального давления CO₂ и O₂, электролитов, глюкозы, лактата (молочной кислоты) и магния.

Фасовка: 30×1.7 мл - уровень 1/ уровень 2 / уровень 3.

Срок годности:

- 3 года при температуре 2-8°C;
- до 12 месяцев при температуре 20-25°C.