

Датчик УЗИ линейный Mindray 7L4A

РЗН 2018/6810

линейный, области применения абдоминальные исследования / маммология / неонатология / сосуды / исследования щитовидной железы, рабочая частота 3.5-11.0 МГц, ширина апертуры 36 мм, режимы сканирования 4D

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray - DC-3 / Mindray - DC-6/DC-6 Expert / Mindray - DC-40/DC-40EXP
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / маммология / неонатология / сосуды / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	3.5-11.0 МГц
Ширина апертуры	36 мм
Размер сканирующей поверхности	43×10 мм
Режимы сканирования	4D