

Датчик УЗИ линейный Mindray L12-3E

РЗН 2018/6810

линейный, области применения маммология /
неонатология / офтальмологические исследования /
исследования щитовидной железы, рабочая частота
4.4-10.0 МГц, ширина апертуры 38 мм

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray - DC-3 / Mindray - DC-6/DC-6 Expert / Mindray - DC-40/DC-40EXP
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	маммология / неонатология / офтальмологические исследования / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4.4-10.0 МГц
Ширина апертуры	38 мм
Размер сканирующей поверхности	44.2×8 мм

Дополнительные характеристики

Линейный датчик Mindray L12-3E подходит для обследования молочной железы, глазного дна, периферических сосудов, щитовидной железы, мускулатуры, родничка у новорожденных, брюшной полости у детей.