

Датчик УЗИ линейный Mindray L14-6NE

РЗН 2018/6810

линейный, области применения абдоминальные исследования / неонатология / органы брюшной полости / сосуды, рабочая частота 5.4-13.5 МГц

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray -DC-8/DC-8 Exp / Mindray - DC-40/DC-40EXP / Mindray - DC-60 / Mindray - DC-70/DC-70 Exp
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / неонатология / органы брюшной полости / сосуды
Рабочая частота	5.4-13.5 МГц
Размер сканирующей поверхности	44.2×8.5 мм

Дополнительные характеристики

Линейный датчик Mindray L14-6 подходит для:
- периферические сосуды, глазное дно, близкорасположенные органы, мускулатура, суставы, половой член, родничок у новорожденных, абдоминальные исследования у детей.