

Датчик УЗИ линейный Mindray L7-3

РЗН 2018/6810

линейный, области применения абдоминальные исследования / маммология / неонатология / ортопедические исследования / сосуды / исследования щитовидной железы, рабочая частота 4.0-7.0 МГц, ширина апертуры 36 мм

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray - DC-7 / Mindray - DC-40/DC-40EXP / Mindray - DC-N6
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / маммология / неонатология / ортопедические исследования / сосуды / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4.0-7.0 МГц
Ширина апертуры	36 мм
Размер сканирующей поверхности	43×10 мм