

Датчик УЗИ линейный Mindray L14-6

РЗН 2018/6810

линейный, области применения абдоминальные исследования / неонатология / органы брюшной полости / сосуды, рабочая частота 3.5-16.0 МГц

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Mindray -DC-8/DC-8 Exp / Mindray - DC-40/DC-40EXP / Mindray - DC-N6
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	абдоминальные исследования / неонатология / органы брюшной полости / сосуды
Рабочая частота	3.5-16.0 МГц
Размер сканирующей поверхности	30×8 мм

Дополнительные характеристики

Линейный датчик Mindray L14-6 подходит для:
- периферические сосуды, глазное дно, близкорасположенные органы, мускулатура, суставы, половой член, родничок у новорожденных, абдоминальные исследования у детей.