

Датчик УЗИ линейный GE 9L-D

РЗН 2016/3930

линейный, области применения педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы, рабочая частота 2.4-10 МГц, угол сканирования 43° / 45°, глубина сканирования 140 мм

General Electric Company, США



Характеристики

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8 |
| Тип                     | линейный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сканирование            | линейное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Области применения      | педиатрия / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рабочая частота         | 2.4-10 МГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Угол сканирования       | 43° / 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Глубина сканирования    | 140 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Дополнительные характеристики

Диапазон частот: 2.4 – 10.0 МГц, 3 – 8 МГц  
Угол сканирования: 45° , 43°  
Сканирующая поверхность: 14 ×5.3 мм.