

Датчик УЗИ линейный GE ML6-15-D

ФСЗ 2010/06039

линейный, области применения малые и поверхностные органы / исследования молочной железы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы, рабочая частота 4.5-15 МГц, угол сканирования 50°, глубина сканирования 80 мм

General Electric Company, США



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	линейный
Сканирование	линейное
Области применения	малые и поверхностные органы / исследования молочной железы / сосуды / скелетно-мышечная система / исследования щитовидной железы
Рабочая частота	4.5-15 МГц
Угол сканирования	50°
Глубина сканирования	80 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 13×58 мм.