

Линза офтальмологическая Оптик ЛО 20D

РЗН 2018/6751

непрямая офтальмоскопия (ВЮ), оптическая сила 20D, поле зрения 51°, увеличение изображения 5х, рабочее расстояние 50 мм

Завод Оптик ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	непрямая офтальмоскопия (ВЮ)
Оптическая сила	20D
Поле зрения	51°
Увеличение изображения	5х
Рабочее расстояние	50 мм

Описание

Линзы офтальмологические асферические Оптик ЛО 20D применяются при неярмой офтальмоскопии для исследования глазного дна.

Технические данные линз ЛО 20D

Оптическая сила	20 дптр
Статическое поле зрения	51°
Увеличение изображения	5х
Рабочее расстояние	50 мм
Фокусное расстояние	50.5 мм
Световой диаметр	48 мм
Размеры	□58×16.4 мм
Масса	52 г

Комплект поставки:

- линза ЛО 20D – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- салфетка – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

Срок службы: не менее 10 лет