

Линза Гольдмана Оптик ЛО-3-1

РЗН 2014/1887

гониоскоп, линза Гольдмана, наклон граней 60° / 66° / 76°

Завод Оптик ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	гониоскоп
Линза Гольдмана	Да
Углы наклона граней	60° / 66° / 76°

Описание

Линза офтальмологическая ЛО-3-1 (трехзеркальная линза Гольдмана) предназначена для визуального стереоскопического исследования глазного дна и угла передней камеры глаза. Применяется совместно со щелевыми лампами любого типа.

Свойства линзы ЛО-3-1:

- Линза имеет три зеркальные поверхности, расположенные под разными углами, что позволяет одновременно производить осмотр угла передней камеры и периферических отделов сетчатки.
- Вклеенная линза-мениск играет роль гаптической насадки и обеспечивает надежную фиксацию и плотное соприкосновение с роговицей на протяжении всего времени обследования.

Технические данные

Фокусное расстояние	15 мм
Углы наклона граней	60°, 66°, 76°
Световой диаметр	11.1 мм / 27.5 мм
Габаритные размеры	Ø34.5×32.2 мм
Масса	37 г

Комплект поставки:

- линза ЛО-3-1 – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.