

Гониоскоп Ван-Бойнингена Оптик ЛО-4-1

РЗН 2014/1887

гониоскоп, наклон граней 63° / 63° / 63° / 63°

Завод Оптик ОАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	гониоскоп
Углы наклона граней	63° / 63° / 63° / 63°

Описание

Линза офтальмологическая ЛО-4-1 (гониоскоп Ван-Бойнингена) предназначена для визуального стереоскопического осмотра угла передней камеры глаза. Применяется совместно со щелевыми лампами любого типа.

Свойства линзы ЛО-4-1:

- Линза имеет 4 зеркальные поверхности, расположенные под углами 63°, что обеспечивает проведение осмотра всей окружности угла передней камеры без дополнительных вращений линзы на глазу пациента.
- Вклеенная линза-мениск играет роль гаптической насадки и обеспечивает надежную фиксацию и плотное соприкосновение с роговицей на протяжении всего времени обследования.

Технические данные

Фокусное расстояние	-15.5 мм
Углы наклона граней	63°
Световой диаметр	11.1 мм / 20.3 мм
Габаритные размеры	Ø26.5×22.9 мм
Масса	16 г

Комплект поставки:

- линза ЛО-4-1 – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.