

Линза офтальмологическая Volk BIO Classic 40D

ФСЗ 2011/10375

непрямая офтальмоскопия (BIO), оптическая сила 40D, поле зрения 69° / 90°, увеличение изображения 1.67х, рабочее расстояние 20 мм

Volk Optical Inc., США



Характеристики

Назначение	непрямая офтальмоскопия (BIO)
Оптическая сила	40D
Поле зрения	69° / 90°
Увеличение изображения	1.67х
Рабочее расстояние	20 мм

Описание

Линзы Volk BIO Classic 40D (V40LC) – асферические офтальмологические линзы для исследований при маленьком зрачке и педиатрической диагностики и лечения.

Характеристики линз Volk BIO Classic 40D

Поле зрения	69° / 90°
Увеличение изображения	1.67х
Увеличение лазерного пятна	0.60х
Рабочее расстояние	20 мм

- Широкое поле зрения дает обзор с высоким разрешением через маленький зрачок.
- Можно использовать на щелевой лампе для обзора заднего полюса со сверхвысоким разрешением.
- Широкополосное BBAR антиотражающее лазерное покрытие оптимизировано как для диагностической визуализации, так и лазерных вмешательств (аргоновый и диодный лазер).

