

Линза офтальмологическая Volk BIO Classic 20D

ФСЗ 2011/10375

непрямая офтальмоскопия (BIO), оптическая сила
20D, поле зрения 46° / 60°, увеличение изображения
3.13x, рабочее расстояние 50 мм

Volk Optical Inc., США



Характеристики

Назначение	непрямая офтальмоскопия (BIO)
Оптическая сила	20D
Поле зрения	46° / 60°
Увеличение изображения	3.13x
Рабочее расстояние	50 мм


Описание

Линзы Volk BIO Classic 20D (V20LC) – асферические офтальмологические линзы для общей диагностики.

Характеристики линз Volk BIO Classic 20D

Поле зрения	46° / 60°
Увеличение изображения	3.13x
Увеличение лазерного пятна	0.32x
Рабочее расстояние	50 мм

- Баланс увеличения и поля зрения для общей диагностики.
- Подходит для стерилизатора AutoClave (ACS) (только кольцо).
- Широкополосное BBAR антиотражающее лазерное покрытие оптимизировано как для диагностической визуализации, так и лазерных вмешательств (аргоновый и диодный лазер).



Каталожный номер / цвет:

- V20LC – черный
- V20LC-BE – голубой
- V20LC-GD – золотой
- V20LC-GN – зеленый
- V20LC-PE – фиолетовый
- V20LC-RD – красный
- V20LC-SR – серебристый