

Линза офтальмологическая Volk BIO Classic 28D

ФСЗ 2011/10375

непрямая офтальмоскопия (BIO), оптическая сила 28D, поле зрения 53° / 69°, увеличение изображения 2.27х, рабочее расстояние 33 мм

Volk Optical Inc., США



Характеристики

Назначение	непрямая офтальмоскопия (BIO)
Оптическая сила	28D
Поле зрения	53° / 69°
Увеличение изображения	2.27х
Рабочее расстояние	33 мм


Описание

Линзы Volk BIO Classic 28D (V28LC) – асферические офтальмологические линзы для сканирование глазного дна.

Характеристики линз Volk BIO Classic 28D

Поле зрения	53° / 69°
Увеличение изображения	2.27х
Увеличение лазерного пятна	0.44х
Рабочее расстояние	33 мм

- Высокое разрешение позволяет получать отличные изображения глазного дна.
- Подходит для диагностики и лечения при маленьком зрачке.
- Подходит для стерилизатора AutoClave (ACS) (только кольцо).
- Широкополосное BBAR антиотражающее лазерное покрытие оптимизировано как для диагностической визуализации, так и лазерных вмешательств (аргоновый и диодный лазер).



Каталожный номер / цвет:

- V28LC – черный
- V28LC-BE – голубой
- V28LC-GD – золотой
- V28LC-GN – зеленый
- V28LC-PE – фиолетовый
- V28LC-RD – красный
- V28LC-SR – серебристый