

Линза офтальмологическая Volk Digital ClearMag

ФСЗ 2011/10375

непрямая офтальмоскопия (BIO), оптическая сила 15D / 20D, поле зрения 38° / 49°, увеличение изображения 3.89х, рабочее расстояние 60 мм

Volk Optical Inc., США



Характеристики

Назначение	непрямая офтальмоскопия (BIO)
Оптическая сила	15D / 20D
Поле зрения	38° / 49°
Увеличение изображения	3.89х
Рабочее расстояние	60 мм

Описание

Линза Volk Digital ClearMag (VDGTLCM) – бесконтактная асферическая линза – улучшенный аналог линз Volk BIO Classic 14D и 15D. Линза Volk Digital ClearMag дает высочайшее увеличение и разрешение при проведении исследования диска зрительного нерва и глазного дна.

Характеристики

Поле зрения	38° / 49°
Увеличение изображения	3.89х
Увеличение лазерного пятна	0.26х
Рабочее расстояние	60 мм

- Улучшенный двойной асферический дизайн обеспечивает широкое поле обзора.
- Низкий уровень рассеивания стекла обеспечивает улучшенное разрешение.
- Уменьшенный диаметр Volk Digital ClearMag и сокращенное рабочее расстояние обеспечивают удобство работы с линзой.
- Высокоэффективное UNE антиотражающее лазерное покрытие подходит для диагностической визуализации и лазерных вмешательств с длиной волны в видимой области спектра (например, аргонный лазер).

