

## Манекен-тренажер Laerdal Little Family Q CPR

торс, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



### Характеристики

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                               | торс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Назначение                        | для сердечно-лёгочной реанимации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Режим работы                      | учебный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Состав                            | - Little Anne Q CPR - торс взрослого человека для СЛР /<br>- Little Junior Q CPR - торс ребенка для СЛР / - Little Baby Q CPR - полнотельный манекен младенца для СЛР /<br>удобная сумка для транспортировки / 3 циновки для тренировки / - сменные дыхательные пути для манекена Литл Энн 1 шт. / - сменные дыхательные пути для манекена Литл Юниор 1 шт. / - сменные дыхательные пути для манекена Бэби Энн 6 шт. / -<br>съемная часть лицевой для манекена Литл Энн 1 шт. / -<br>съемная часть лицевой на манекен Little Junior 1 шт. / -<br>10 искусственных инородных тел в манекен Baby Anne / - 3 инструкции по эксплуатации / - дезинфицирующие салфетки 12 шт. |
| Индикация правильности выполнения | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Дополнительные характеристики

**RKO LAERDAL Little Family Q CPR** - это набор из трех точно воссозданных манекенов, позволяющих реалистично тренировки основные шаги по сердечно – легочной реанимации людей во всех возрастных группах, обогащенный технологии Q CPR, позволяющий контролировать правильность выполняемого обучения, на бесплатное приложение в вашем мобильном устройстве.

Обратная связь о качестве проводимой СЛР реализована в виде устройства **SkillGuide** (проводное соединение) или **мобильных приложений для iOS/Android** (Bluetooth-соединение).