

Манекен-тренажер Laerdal Little Junior Q CPR

торс, для сердечно-лёгочной реанимации, вес 6 кг

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Состав	- манекен, 1 шт. - сменные лицевые маски, 2 шт. - сменные дыхательные пути, 2 шт. - салфетки, 6 шт. - руководство по использованию - транспортировочная сумка для манекена
Индикация правильности выполнения	Да
Вес	6 кг

Дополнительные характеристики

Реалистичность размера торса, строения тела и внешнее сходство с ребенком. Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека. Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР. Реалистичные анатомические ориентиры: реберная дуга, мечевидный отросток. Возможность смены лицевой части для антисептической обработки. Возможность замены дыхательных путей (профилактика болезней, передающихся воздушно-капельным путем). Обратная связь в режиме реального времени при компрессии грудной клетки и вентилиации легких для пользователей смартфонов и планшетов. Подведение итогов с выводом общих оценок и предложений для улучшения результатов. Подробная информация о глубине и частоте компрессий, объеме воздуха и частоте при проведении ИВЛ, а также количестве сделанных компрессий, вентилиаций и циклах (30:2). Неаппаратная (визуальная, тактильная и звуковая) оценка правильности проведения сердечно-легочной реанимации: - экскурсия грудной клетки при искусственном дыхании - звуковая сигнализация (“щелчок”) при правильной глубине компрессии грудной клетки Простота санитарной обработки/дезинфекции. Более подробно в разделе Документация.