

ЛОР-комбайн Mega Medical NET-1100

ФСЗ 2010/06104

модульный

MEGA Medical CO., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	модульный
-----	-----------

Дополнительные характеристики

ЛОР-комбайн Mega Medical NET-1100 – это специальная установка, применяемая для проведения плановых или экстренных манипуляций в ЛОР-кабинетах. Универсальность и мобильность благодаря компактным размерам и эргономичному дизайну позволяют применять данную ЛОР-систему в операционных и перевязочных.

Основной модуль NET-1100 (базовое оснащение):

- Распылитель аэрозолей – 2 шт.
- Аспиратор – 1 шт.
- Емкость для сбора секрета (3 л) – 1 шт.
- Подогрев зеркал
- Гнезда для хранения эндоскопов – 2 шт.
- Резервуары для отработанных материалов – 2 шт.
- Емкости для лекарств – 2 шт.
- Емкость металлическая с крышкой – 1 шт.
- Поворотные консоли – 2 шт.
- Лоток для инструментов – 2 шт.
- Подогрев емкости для промывания
- Основание на 4 антистатических роликах с тормозом
- Стул для врача

Инструментальный модуль (функциональное оснащение):

- Выдвижной ящик – 2 шт.
- Ниша для дополнительной техники (аудиометр, тимпанометр и др.)
- Верхний отсек для инструментов с прозрачной крышкой
- Отсек мусоросборника с ножной педалью (опция)
- Подогрев отсека для инструментов (опция)
- Подсветка отсека для инструментов (опция)
- Емкость для дезинфекции оптических эндоскопов (опция)

Оptionальное оснащение, не входящее в базовый комплект, – в **Инструкции** (стр. 4-6)

Дополнительные аксессуары к NET-1100