

ЛОР-комбайн Mega Medical NET-3000A

ФСЗ 2010/06102

модульный

MEGA Medical CO., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	модульный
-----	-----------

Дополнительные характеристики

ЛОР-комбайн Mega Medical NET-3000A – система премиум-класса предназначена для осмотра и лечения пациентов в отделении отоларингологии или кабинете ЛОР-врача. Рабочее место врача и его ассистента можно развернуть в любом направлении для организации правильного потока лечения. ПК и ЛОР-установка используются как единая система.

Базовое оснащение:

- Распылители аэрозолей прямые – 3 шт.
- Распылители аэрозолей изогнутые – 1 шт.
- Инструментальный отсек
- Аспиратор – 2 шт.
- Емкости для сбора секрета (1 л и 3 л) – по 1 шт.
- Подогрев зеркал
- Гнезда для хранения эндоскопов – 2 шт.
- Панель управления с влагозащитными сенсорными кнопками
- Резервуары для отработанных материалов – 3 шт.
- Емкости для лекарств – 6 шт.
- Емкости для инструментов – 3 шт.
- Емкость с крышкой для марли или ваты – 1 шт.
- Отсек для салфеток
- Подогрев емкости для промывания
- LED осветитель
- Выдвижная столешница
- УФ-стерилизатор для инструментов
- Отсек мусоросборника с ножной педалью
- Выдвижные ящики – 4 шт.
- Основание на 6 антистатических роликах с тормозом
- Стул для врача

Опциональное оснащение, не входящее в базовый комплект, – в **Инструкции** (стр. 5-7)

Дополнительные аксессуары к NET-3000A