

Лоток почкообразный СТРУМ №1 110-011

РЗН 2018/7276

сталь, большой, почкообразный, длина 265 мм, без крышки

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Материал	сталь
Тип	большой
Форма	почкообразный
Длина	265 мм
Ширина	148 мм
Высота	36 мм
Без крышки	Да

Дополнительные характеристики

Лоток почкообразный предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов.

Габариты: 265×148×36 мм.