

Лоток для дезинфекции Acecide AS-3

объем 3 л, размеры 342×217×157 мм,  
перфорированный поддон, утопитель

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Объем                  | 3 л            |
| Размеры                | 342×217×157 мм |
| Перфорированный поддон | Да             |
| Утопитель              | Да             |

Дополнительные характеристики

**Комплект лотков Acecide AS-3** (Артикул 42251) – лотки для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения с использованием препарата Асесайд. Лотки предназначены для проведения комплексной обработки изделий медицинского назначения (ИМН) ручным способом.

**Объем:** 3 л  
**Размеры:** 342×217×157 мм

**В комплект входит:**

- два лотка (для очистки и для дезинфекции)
- таймер (для установления времени дезинфекции и стерилизации)

**Особенности:**

- съемная прозрачная пластиковая крышка, плотно прилегающая к лоткам, для удобного визуального контроля процесса обработки и предотвращения распространения запаха средства;
- съемная насадка для дезодорирующего абсорбента;
- удобные пластиковые сетки для погружения инструментов в рабочий раствор.