

Лоток для дезинфекции Acecide AS-5

объем 5 л, размеры 376×226×161 мм,
перфорированный поддон, утопитель

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

Объем	5 л
Размеры	376×226×161 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да

Дополнительные характеристики

Комплект лотков Acecide AS-5 (Артикул 42241) – лотки для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения с использованием препарата Асесайд. Лотки предназначены для проведения комплексной обработки изделий медицинского назначения (ИМН) ручным способом.

Объем: 5 л
Размеры: 376×226×161 мм

В комплект входит:

- два лотка (для очистки и для дезинфекции)
- таймер (для установления времени дезинфекции и стерилизации)
- насадка для дезодорирующего абсорбента (для подавления запаха дезинфицирующего средства)

Особенности:

- съемная прозрачная пластиковая крышка, плотно прилегающая к лоткам, для удобного визуального контроля процесса обработки и предотвращения распространения запаха средства;
- специальные заливные отверстия на крышках лотков;
- съемная насадка для дезодорирующего абсорбента;
- удобные пластиковые сетки для погружения инструментов в рабочий раствор.