

Лоток полимерный ЛПпу-0.5 - «ЕЛАТ»

ФСР 2008/02996

пластик, малый, прямоугольный, для инструментов / для раздачи лекарственных средств / для проведения медицинских манипуляций, объем 500 мл, длина 200 мм, с крышкой

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Материал	пластик
Тип	малый
Форма	прямоугольный
Применение	для инструментов / для раздачи лекарственных средств / для проведения медицинских манипуляций
Объем	500 мл
Длина	200 мм
Ширина	154 мм
Высота	40 мм
Масса лотка	0.2 кг
Стерилизация	Да
С крышкой	Да

Дополнительные характеристики

Лоток предназначен для размещения различного, особенно колющего и режущего инструмента, раздачи лекарственных средств, постановки капельниц, инъекций, сосудистых катетеров, трахеотомических трубок и т.д.