

Лоток полимерный почкообразный, с крышкой, ручкой и носиком для слива ЛПпо-1.75 - «ЕЛАТ»

ФСР 2007/00130

пластик, большой, почкообразный, для проведения медицинских манипуляций, объем 1750 мл, длина 318 мм, с крышкой

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Материал	пластик
Тип	большой
Форма	почкообразный
Применение	для проведения медицинских манипуляций
Объем	1750 мл
Длина	318 мм
Ширина	217 мм
Высота	80 мм
Стерилизация	Да
С крышкой	Да

Дополнительные характеристики

Лоток предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, больниц, лабораторий, бытовых условиях - проведение перевязок, пункций, сбора различных биологических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для тепловых процедур и др.