

Лоток полимерный прямоугольный с крышкой и ячейками ЛПпу-0,85 - «ЕЛАТ»

ФСР 2007/00131

1-дневная, блочная, материал пластик, количество отделений 4, с делителем, размер 160×64×19 мм

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Вид	1-дневная
Тип	блочная
Материал	пластик
Количество отделений	4
С делителем	Да
Размер	160×64×19 мм

Описание

Укладка-пенал предназначена для хранения таблеток в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях. Пенал состоит из корпуса белого цвета с четырьмя ячейками с надписями: «УТРО», «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР», «НОЧЬ» и прозрачной крышки-ползунка.
Масса - 0.05 кг.