

Лоток для инструментов СТРУМ 110-005

РЗН 2018/7276

сталь, малый, прямоугольный, длина 198 мм, без крышки

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Материал	сталь
Тип	малый
Форма	прямоугольный
Длина	198 мм
Ширина	92 мм
Высота	14 мм
Без крышки	Да

Дополнительные характеристики

Лоток для инструментов на 8 предметов предназначен для стерилизации и временного хранения стоматологических инструментов

Габариты: 198×92×14 мм.