

Ложка Фолькмана одноразовая Симург

ФСЗ 2007/00495

одноразовая, 2-х сторонняя

Симург ЗАО, Беларусь




Характеристики

Использование	одноразовая
Вид	2-х сторонняя

Дополнительные характеристики

Инструмент гинекологический: ложка Фолькмана (кат. № 022) – зонд урогенитальный тип В – одноразовый инструмент для взятия материала с поверхности слизистых. Состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера.



Применение: позволяет одновременно выполнить взятие материала с поверхности шейки матки или из цервикального и мочеиспускательного канала. При необходимости ложкой Фолькмана можно выполнить соскоб.

Стерилизация газовая.