

Магистраль инфузионная ФреБор МИ 2.2 0.6

МЗ РФ № 97/1409

инфузионная система, для волюметрических насосов,
под давлением, шип пластиковый, длина 214.5 см,
фильтр 15 мкм, светонепроницаемая трубка

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	инфузионная система
Для волюметрических насосов	Да
Инфузия	под давлением
Шип	пластиковый
Длина	214.5 см
Фильтр	15 мкм
Светонепроницаемая трубка	Да

Дополнительные характеристики

Магистралы инфузионные МИ 2.2×0.6 предназначены для длительного введения в организм человека жидких лекарственных растворов с заданной скоростью. Применяются с насосами инфузионными типа НК.

Модификации:

- С прозрачной трубкой
- Со светонепроницаемой трубкой

Длина: 2145 мм

Фильтр жидкости: от 15 до 50 мкм (по заявке заказчика)

Гидрофобный воздушный фильтр: 1-3 мкм

Характеристики:

- Основные элементы магистралы – трубка и камера капельная изготовлены из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).
- Конструкция полимерной иглы позволяет подключать систему как к жестким стеклянным / полимерным емкостям, так и к мягким полимерным контейнерам.
- Воздушный канал полимерной иглы оборудован гидрофобной мембраной.
- Полужесткая прозрачная капельная камера позволяет визуализировать процесс каплепадения.
- Муфта инъекционная предназначена для ввода дополнительных инъекций.
- Материал насосного сегмента – силикон медицинский.

- Инъекционный узел предназначен для ввода дополнительных инъекций.
- Коннектор «Луер-Лок» адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом.