

Манекен-тренажер Laerdal 12-Lead Task Trainer для снятия ЭКГ

торс, для интубации / для сердечно-лёгочной реанимации / для ЭКГ

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для интубации / для сердечно-лёгочной реанимации / для ЭКГ
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 260-20001

12-Lead Task Trainer - представляет собой торс взрослого человека с анатомически точными ориентирами. Разработан для проведения ЭКГ в 12-ти отведениях.

Функции: ЭКГ, дефибрилляция, интубация трахеи.

Комплектация:
Торс взрослого человека, электронный блок, пульт дистанционного управления, батарея класса «С», смазочное масло, майка, кейс для транспортировки, инструкция по применению.

Дополнительно:
250-21050 - Смазочное масло (глицерин 45 мл).