

Манекен-тренажер Laerdal Advanced CPR Simulator

имитатор пациента, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный
Датчик глубины смещения грудной клетки	Да
Датчик контроля пульса	Да
Индикация правильности выполнения	Да
Обучающая компьютерная программа	Да

Дополнительные характеристики

Основные характеристики манекен-тренажера Laerdal Advanced CPR Simulator:

- реакция зрачков (3 случая);
- пульсация (Сонная артерия);
- самостоятельное дыхание (звук дыхания и подъем грудной клетки);
- связь Bluetooth;
- возможна одновременная оценка при подключении нескольких тренажеров к одному ноутбуку;
- глубина компрессий (7 см);
- чрезмерная глубина компрессии может быть обнаружена путем измерения дополнительного 1 см от АНА;
- дефибриллятор / AED Shock;
- возможно использование с манекеном реального дефибриллятора;
- когда пользователь прикладывает электроды дефибриллятора,отображается сердечный ритм (VF, VT, Asystole, NSR);
- обратная связь в режиме реального времени;
- глубина компрессии грудной клетки, положение рук, частота, количество компрессий и время бездействия;
- состояние дыхательных путей (раскрыты / закрыты), угол наклона головы пациента (Гиперэкстензия);
- объем воздуха, частота и количество вентилиций;
- 110/220 В 50/60 Гц адаптер питания или аккумулятор.