

Манекен-тренажер Laerdal ALS Baby

имитатор пациента, для лечения неотложных состояний

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для лечения неотложных состояний
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Помимо возможности обучения по сценарию, **манекен младенца ALS Baby** исключительно реалистичен для индивидуального обучения расширенным реанимационным навыкам, включая управление проходимостью дыхательных путей, профессиональное выполнение СЛР, сосудистый доступ и мониторинг ЭКГ в 4-х отведениях.

Основные функции:

- вентиляция мешком через маску;
- прием Селлика;
- интубация (через рот и через нос);
- постановка ларингеальной маски;
- СЛР;
- введение желудочного зонда;
- ЭКГ в 4-х отведениях;
- постановка внутрикостной иглы с аспирацией имитатора костного мозга;
- возможно применение с имитатором ритма сердца Heartsim 200.

Улучшенные воздушные пути позволяют проводить установку ларингеальной маски.

Позволяет проводить аускультацию для подтверждения правильности установки эндотрахеальной трубки, а также дает возможность увидеть экскурсию грудной клетки с двух сторон.

В производстве кожи и воздушных путей использована новая технология и материалы. Это придало больший реализм и повысило прочность.

Комплектация:

Полнотелый манекен ребенка до года, пластиковый кейс для транспортировки, 5 набивных вставок, имитатор пульса, смазка, имитатор сердечного ритма HeartSim200, инструкция по применению.

Доступно для заказа:

- 080030 - Только манекен Laerdal ALS Baby;
- 080031 - Laerdal ALS Baby 200 (включает имитатор сердечного ритма HeartSim200);
- 260010 - Имитатор сердечного ритма HeartSim200.

Дополнительно:

- 252090 - Любрикант для верхних дыхательных путей (глицерол 180 мл);
- 082305 - Набивные вставки (5 шт.);
- 082025 - Легкие/живот (6 шт.).