

Манекен-тренажер Laerdal BLS BT-CPTA

имитатор пациента, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный
Индикация правильности выполнения	Да

Дополнительные характеристики

Основные характеристики манекен-тренажера Laerdal BLS BT-CPTA:

- тип подключения Bluetooth;
- возможность одновременной оценки при подключении нескольких тренажеров к одному ноутбуку;
- глубина компрессии (7 см);
- чрезмерная глубина может быть обнаружена путем измерения дополнительного 1 см от директивы АНА;
- полупостоянные электродные площадки для тренинга АНД;
- электроды AED магнитного типа могут использоваться полупостоянно;
- установка параметров для оценки;
- редактирование приоритета критериев оценки СЛР.
- когда обучение будет завершено, детали и данные занятия могут быть сохранены и распечатаны;
- ноутбук (опция); оптимизированный графический интерфейс и программа;
- изменение стандартов руководства и настройка точек оценки;
- Multi-Screen для мульти-мониторинга тренажеров;
- все подробные данные и информация сохраняется и распечатывается в любое время;
- проверка в режиме реального времени;
- компрессии грудной клетки, глубина компрессий, положение рук, частота, количество компрессий и время ожидания будут отображаться в режиме реального времени;
- состояние дыхательных путей, угол наклона головы пациента будут отображаться;
- искусственное дыхание, объем воздуха, количество вентиляций, частота будут отображаться в режиме реального времени;
- автоматический пульс сонной артерии;
- доступен пульс сонной артерии (вкл. / выкл.);
- адаптер питания 110/220 В, 50/60 Гц или аккумулятор.