

Манекен-тренажер Laerdal Extri Kelly для транспортировки и иммобилизации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации, размер 162.5 мм, вес 26 кг

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для транспортировки и иммобилизации
Режим работы	учебный
Размер	162.5 мм
Вес	26 кг

Дополнительные характеристики

Манекен Extri Kelly идеален для обучения спасению. Для большего реализма обучения можно заказать модули травматических повреждений. Манекену Extri Kelly можно добавить дополнительный вес, позволяя инструктору симулировать разницу при различном весе пострадавших, усиливая, таким образом, реализм каждого сценария обучения.

Основные особенности:

- полный объем движений;
- рост: 165 см;
- вес: 26 кг;
- дополнительный вес (максимально до 90 кг) можно добавить в области груди и таза;
- твердый (CC-0025) или мягкий (CC-0005) транспортный чемодан можно приобрести дополнительно;
- манекен Extri Kelly можно улучшить модулями травматических повреждений.

Артикул: 101-10001.