

Манекен-тренажер Laerdal MegaCode Kelly

манекен, многофункциональное назначение

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	многофункциональное назначение
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Манекен MegaCode Kelly - это реалистичный манекен для отработки широкого спектра навыков расширенной СЛР на догоспитальном этапе и в стационаре.

Особенности манекена:

1. Новые улучшенные дыхательные пути позволяют использовать все стандартные приспособления, а также ларингеальную маску и трубки тип Combitube.
2. Более 1400 комбинаций сердечных ритмов с синхронизированным пульсом позволяют студенту интерпретировать ЭКГ и лечить нарушения ритма с использованием дефибриллятора, наружного кардиостимулятора и лекарственных средств.
3. Можно использовать реальный прикроватный монитор, дефибриллятор и наружный кардиостимулятор
4. Рука для измерения АД позволяет пальпаторно и аускультативно определять систолическое и диастолическое АД, аускультативный интервал, громкость тонов и уровень АД задается инструктором.
5. Доступно выслушивание дыхательных шумов, тонов сердца и шумов кишечника в норме и при патологии.
6. Исследовать ширину зрачка (в норме, миоз, мидриаз и анизокория).
7. Рука с множеством вен позволяет практиковать болюсное и капельное внутривенное введение лекарственных препаратов.
8. Возможна пункция плевральной полости по левой среднеподмышечной линии в 4 и 5 межреберья (только для модели advanced).
9. Возможно проведение микроконикотомии.
10. Симулятор SimPad позволяет расширить возможности манекена, включая создание, редактирование и использование сценариев.
11. Дополнительные модули, такие как радиоактивное, биологическое и химическое поражение (NBC-модуль, травма и модуль кровотечения повышают реалистичность обучения).

Преимущества:

1. Заранее запрограммированные сценарии обеспечивают стандартизированное обучение, в то время как возможность редактирования этих сценариев и инструкторский контроль в режиме реального времени, позволяют адаптировать обучение под конкретные задачи.
2. Прочный и реалистичный; этот манекен будет служить долгие годы.

3. Эта гибкая и мобильная система подходит как для транспортировки и работы в полевых условиях, так и для внутригоспитальной тренировки SimPad_products .
4. Гибкая платформа манекена приспособлена для различных вариантов обучения, включая базовую и расширенную СЛР, военную медицину, помощь при травмах, кровотечениях.

Симулятор SimPad приобретается отдельно

Комплектация:

Манекен, запасная кожа шеи 6 шт., 1 рулон крикотиреоидной мембраны, смазка, куртка, брюки, кейс для транспортировки и руководство по использованию.

Доступные для заказа:

200-05050 Имитатор пациента MegaCode Kelly Advanced (полностью использует возможности симулятора SimPad).

203-05050 Имитатор пациента MegaCode Kelly Basic (симулятор SimPad используется только для имитации ЭКГ).

200-30033 Симулятор SimPad.

Дополнительные модули:

38 15 00 Модули травмы (подходит для имитаторов пациента SimMan и ALS-симулятор).

276-10001 Комплект модулей травмы (подходят к манекенам Extri Kelly и Crush Kelly).

275-00001 Комплект модулей травмы BTLS (подходит для многих манекенов и для человека).

276-15001 Модуль имитации симптомов отравлений (NBC, подходит для имитаторов пациента SimMan и ALS-симулятор).

381450 Модули травмы для сестринского ухода (подходят для имитатора пациента SimMan).

375-81001 Тренажер руки с артериальной сетью, взрослый.

381655 Кейс для транспортировки (удобный транспортный чемодан на колесах и с ручкой).

276-16001 Набор для имитации высыпаний при натуральной оспе (подходит для имитатора пациента SimMan).

200-03650 Комплект гениталий (мужские и женские с клапанами для катетеризации мочевого пузыря).