

Манекен-тренажер Laerdal Newborn Anne

имитатор пациента, для лечения неотложных состояний

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	имитатор пациента
Назначение	для лечения неотложных состояний
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 220-25050.

Манекен-тренажер Laerdal Newborn Anne - полноростовой манекен доношенной новорожденной девочки для обучения оказанию неотложной помощи и базовой сердечно-легочной реанимации.

Характеристики:

- реалистичная анатомия;
- подвижные суставы;
- восстановление проходимости дыхательных путей (запрокидывание головы/подъем подбородка/выдвижение нижней челюсти);
- ИВЛ;
- интубация трахеи;
- введение ларингеальной маски;
- введение орогастрального зонда;
- раздувание живота при неправильной интубации;
- аспирация (из носа, носоглотки, глотки, пищевода);
- аспирация мекония;
- двусторонний или односторонний (при интубации правого главного бронха) подъем грудной клетки в ответ на ИВЛ;
- торакоцентез при напряженном пневмотораксе (слева);
- компрессии при СЛР;
- пульсация артерий пуповины (вручную);
- катетеризация пупочных сосудов;
- внутрикостный доступ.