

Манекен-тренажер Laerdal Nursing Kelly для отработки навыков ухода за пациентом

манекен, многофункциональное назначение

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	многофункциональное назначение
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 300-05050.

Манекен Nursing Kelly - манекен для отработки навыков ухода за пациентом в условиях стационара. Предназначен для имитации и освоения навыков всего комплекса оценки состояния и процедур ухода за больным, включая оценку и обработку ран, аускультацию шумов и измерение артериального давления. Данный манекен - манекен взрослого мужчины - является полноценным тренажером для освоения навыков ухода.

Навыки:

- транспортировка и перекладывание больного;
- уход за пальцами рук и ног;
- наложение повязок;
- промывание глаз, введение глазных капель;
- промывание ушей, введение ушных капель;
- тампонада полости носа, введение назальных капель;
- уход за полостью рта;
- аспирационная санация дыхательных путей;
- введение кислородной назальной канюли;
- введение оро- и назофарингеальных воздуховодов;
- оро- и назотрахеальная интубация;
- уход за трахеостомой;
- постановка и удаление назогастрального зонда, промывание желудка, зондовое кормление;
- пальпация пульса на сонной артерии;
- внутривенные инъекции в локтевой ямке и на тыльной поверхности кисти;
- уход за подключичным катетером;

- внутримышечные инъекции;
- катетеризация мочевого пузыря;
- постановка клизмы;
- вагинальный душ;
- уход за стомами;
- измерение артериального давления;
- пальпация пульса на плечевой и лучевой артериях;
- аускультация сердца, легких и кишечника;
- оценка показателей жизнедеятельности.

Характеристики:

1. Манекен содержит имитацию верхних дыхательных путей, легких, пищевода и желудка.
2. Ручная имитация пульсации на сонной артерии (резиновая груша).
3. Правая рука манекена содержит имитацию системы поверхностных вен:
 - медиальная подкожная вена (v. basilica);
 - латеральная подкожная вена (v. cephalica);
 - срединная локтевая вена (v. mediana cubiti).
4. Участки для внутримышечных инъекций в плечо, бедро (билатерально), ягодичную и ветроглютеальную области.
5. Сменные генитальные вставки с мочевым и кишечным резервуарами позволяют отрабатывать постановку мочевого катетера у мужчин и женщин и постановку клизм.
6. Сменные модели стом (колостомы, илеостомы, надлобковая цистостома) для ухода.
7. Манекен имеет возможность подключения управляющего устройства (планшет инструктора SimPad PLUS, входит в комплект), а также имитатора.
8. Прикроватного монитора для наблюдения за показателями жизнедеятельности пациента (не входит в комплект).
9. Возможность измерения АД с аускультацией тонов Короткова и пальпацией пульса.
10. Уровни систолического и диастолического давления регулируются независимо настраиваемый уровень громкости возможность имитации аускультативного провала тоны и пульсация синхронизированы с ЭКГ сила пульса зависит от уровня АД.
11. Встроенные динамики позволяют проводить аускультацию шумов пациента в норме и при различных патологиях:
 - звуки сердца синхронизированы с ЭКГ: норма / аортальный стеноз / шум трения перикарда / шум Остина-Флинта / диастолический шум при митральном стенозе / систолический шум / пролапс митрального клапана / щелчок открытия митрального клапана;
 - звуки дыхания синхронизированы с настраиваемой ЧДД (0-60 в мин.): норма / крупнопузырчатые хрипы / мелкопузырчатые хрипы / пневмония / стридор / свистящие хрипы / шум трения плевры / сухие хрипы / независимый выбор звуков для правого и левого легких;
 - звуки кишечника / норма / урчание / усиление перистальтики / ослабление перистальтики / отсутствие перистальтики;
 - возможность воспроизведения голосовых звуков (кашель, рвота, стоны, крик, одышка, да/нет).

Манекен для отработки навыков ухода NURSING KELLY включает:

Манекен взрослого мужского тела, набор для ухода за ранами, рука для измерения артериального давления, больничная одежда, смазка для манекена, набор инструментов для сборки и инструкции по использованию. (Манекену для отработки навыков ухода Nursing Kelly требуется имитатор жизненных признаков VitalSim (продается отдельно) для функций артериального давления, пульса и звуковых эффектов.)

Дополнительно:

300-05050 - Nursing Kelly (с возможностью подключения симулятора ВиталСим, рукой для измерения АД, головой для интубации, рукой для в/в инъекций);
300-20050 - Nursing Kelly (базовый набор с головой для интубации и рукой для в/в инъекций);
301-00001 - Patient Kelly (базовый набор - транспортировка, в/м инъекции (бедро), уход и промывание колостомы, катетеризация мочевого пузыря (муж. и жен.), клизмы).