

Манекен-тренажер Laerdal Pneumothorax Trainer тренажер пневмоторакса

торс, для пневмоторакса

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для пневмоторакса
Режим работы	учебный

Дополнительные характеристики

Артикул: 260-05001

Pneumothorax Trainer - тренажер пневмоторакса специально разработан для обучения профессионалов декомпрессии при напряженном пневмотораксе. Он представляет собой торс взрослого человека с двухсторонним напряженным пневмотораксом и портами для декомпрессии в каждой аксиллярной и подключичной области.

Функции: Декомпрессия при напряженном пневмотораксе – с двух сторон по средней подмышечной и срединноключичной линиям. Абдоминальный толчок.

Комплектация:

Торс с головой, рубашку, транспортную сумку и ремонтный комплект.

Дополнительно:

250-21050 - Любрикант (глицерол, 45 мл);

200-00150 - Ремонтный комплект (пневмоторакс/центральная линия).