

Манекен-тренажер младенца Laerdal Little Baby QCPR 133-01050

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации

Laerdal, Норвегия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации
Режим работы	учебный
Состав	1 х манекен младенца полноростовой / - 1 х комбинезон для манекена / - 1 х дыхательные пути / - 6 х очищающие салфетки / - 1 х сумка для хранения и транспортировки / - 1 х руководство пользователя
Индикация правильности выполнения	Да

Дополнительные характеристики

Laerdal Little Baby QCPR предоставляет сводную информацию о ключевых параметрах качества СЛР в режиме реального времени, используя бесплатные приложения для смартфонов и планшетов, в том числе приложение QCPR Instructor для мониторинга нескольких учащихся и приложение QCPR Learner для учащихся, позволяющее отслеживать их собственную успеваемость. SkillGuide (продается отдельно) предоставляет возможность привязанной обратной связи и может использоваться отдельно или в качестве дополнения к приложениям. Little Baby QCPR помогает повысить качество и эффективность обучения CPR, одновременно создавая интересный и увлекательный элемент для учащихся с помощью отмеченной наградами функции QCPR Race.

Характеристики:

- полноростовая модель 3-месячного ребенка;
- реалистичный вес и длина тела, подвижные конечности;
- воспроизведение анатомических ориентиров, включая пальпируемые ребра, соски;
- встроенные сенсоры для отслеживания положения рук;
- разгибаемая головка с открытием/закрытием дыхательных путей;
- видимая экскурсия грудной клетки при проведении вентилаций;
- работает от 2 батареек типа AA.

Обратная связь (бесплатное приложение):

- глубина компрессий (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- частота компрессий (недостаточная / достаточная / чрезмерная);

- положение рук (корректное / некорректное);
- объем воздуха при вентиляции (недостаточный / достаточный / чрезмерный);
- частота вентиляций (недостаточная / достаточная / чрезмерная);
- оценка компрессий (0-100%);
- оценка вентиляций (0-100%);
- общая оценка (0-100%);
- сохранение результатов и ведение учетных записей;
- одновременное подключение от 1 до 6 манекенов к одному планшету / смартфону.