

Манометр Адьютор МММ-01-1 металлический

РЗН 2015/3206

манометр, для приборов Адьютор, для окружности руки - см, диапазон давления 20-300 мм рт. ст., цена деления 2.0 мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	манометр
Совместимость с приборами	Адьютор

Манжета

Окружность руки	- см
-----------------	------

Манометр

Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.
Цена деления	2.0 мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.
Допускаемая абсолютная погрешность	точность измерений в диапазоне 60–240 мм рт.ст.: ±3 мм рт.ст. / точность измерений в остальной части диапазона.: ± 4 мм рт.ст.

Дополнительные характеристики

Манометр МММ-01 Адьютор металлический

Металлический манометр МММ-01-Адьютор является составной частью тонометров Адьютор серии Classic и является устройством для измерения артериального давления.

Технические характеристики:

- диапазон измерений: 20 –300 мм рт.ст.;
- цена деления: 2 мм рт.ст.;
- точность измерений в диапазоне 60–240 мм рт.ст.: ±3 мм рт.ст.;
- точность измерений в остальной части диапазона.: ± 4 мм рт.ст.;

- корпус: металл.