

Манометр Адьютор МММ-01-4 совмещенный с нагнетателем

РЗН 2015/3206

манометр, для приборов Адьютор, для окружности
руки - см, диапазон давления 20-300 мм рт. ст., цена
деления 2.0 мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в
минуту, измерение диастолического давления - мм рт.
ст., материал латекс, с регулятором воздуха, с
обратным клапаном

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	манометр
Совместимость с приборами	Адьютор

Манжета

Окружность руки	- см
-----------------	------

Манометр

Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.
Цена деления	2.0 мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.
Допускаемая абсолютная погрешность	точность измерений в диапазоне 60–240 мм рт.ст.: ±3 мм рт.ст. / точность измерений в остальной части диапазона.: ± 4 мм рт.ст.

Нагнетатель

Материал нагнетателя	латекс
С регулятором воздуха	Да
С обратным клапаном	Да

Дополнительные характеристики

Специальная комплектация - манометр совмещенный с нагнетателем - **манометр Адьютор МММ-01-4 совмещенный с нагнетателем**. Комбинированный тип. Высокоточный манометр с большим легко читаемым циферблатом жестко совмещен с нагнетателем в одно целое. Это позволит сделать процесс измерения давления более удобным, а также позволяет использовать не 2-трубочную, а 1-трубочную пневмокамеру, что позволит повысить надежность прибора в целом. Металлический корпус манометра с серебристым покрытием. Адаптирован для работы как правой, так и левой рукой.

Технические характеристики:

- диапазон измерений: 20 –300 мм рт.ст.;
- цена деления: 2 мм рт.ст.;
- точность измерений в диапазоне 60–240 мм рт.ст.: ± 3 мм рт.ст.;
- точность измерений в остальной части диапазона.: ± 4 мм рт.ст.;
- корпус: металл.