

Манжета к приборам Адьютор, взрослая с латексной пневмокамерой

РЗН 2015/3206

манжета, для приборов Microlife / Адьютор, материал латекс / ПВХ, размер манжеты взрослый, для окружности руки 22-54 см, подключение к прибору однострубно / двухтрубное, диапазон давления - мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	манжета
Совместимость с приборами	Microlife / Адьютор

Манжета

Материал пневмокамеры	латекс / ПВХ
Размер манжеты	взрослый
Окружность руки	22-54 см
Подключение к прибору	однострубно / двухтрубное

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Дополнительные характеристики

Манжета Адьютор - составная часть измерителя артериального давления, которую обматывают вокруг конечности пациента при измерении давления.

Состав: пневмокамера, рукав с текстильной застежкой из нейлона.

Варианты исполнения:

- манжета взрослая плечевая средняя с латексной пневмокамерой с двумя трубками, с кольцом, обхват (25-38 см), для тонометра Адьютор AD2220;

- манжета взрослая плечевая средняя с латексной пневмокамерой с одной трубкой, с кольцом, обхват (25-38 см), для тонометра Аджьютор AD2210;
- манжета AD2213 взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с одной трубкой, с кольцом, обхват (36-54 см);
- манжета AD2222 взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с двумя трубками, с кольцом, обхват (36-54 см);
- манжета AD2211 взрослая плечевая средняя с ПВХ пневмокамерой с одной трубкой, с кольцом, обхват (22-32 см).

Подходят и для приборов и Microlife.