

Манжета к приборам Microlife, размер L

ФСЗ 2011/10300

манжета, для приборов Microlife, размер манжеты L,
для окружности руки 25-40 см, подключение к прибору
двухтрубное

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Вид	манжета
Совместимость с приборами	Microlife

Манжета

Размер манжеты	L
Окружность руки	25-40 см
Подключение к прибору	двухтрубное

Дополнительные характеристики

Благодаря наличию долговечной внутренней камеры она максимально надежна. В комплект входит съемный чехол для стирки.